



Rack d'échantillons, 12 x 150 mL (PVC)

6.2041.360

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler Light pour 12 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : godets de 150 mL (de forme haute), 6.1459.310.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1459.310	Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (PP) 200 mL, 1 000 pièces
	Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 6.02041.020, aux racks d'échantillons 6.2041.370 et 6.2041.830, 1 000 pièces.

