



Rack d'échantillons, 21 x 100 mL, (PVC)

6.2041.460

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler « Light » pour 21 récipients d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : tubes de digestion de 100 mL (COD).

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.9914.137	Tête de titrage pour CSB Tête de titrage conçue pour le système CSB (MATi 12). La tête de titrage propose 3 tuyaux rentrés avec vanne antidiffusion et un tuyau pour l'aspiration de la solution une fois titrée. L'électrode peut être fixée dans un raccord M10. Il y a en outre trois orifices pour les tuyaux d'atomisation.

