




Rack d'échantillons, 28 x 50 mL, (PVC)

6.2041.490

Rack d'échantillons pour 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor pour 28 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2747.010.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2747.010	Récipient d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.



6.1458.080

Tête de transfert pour le 919 IC Autosampler plus pour les applications
VA et CVS.

