




Rack d'échantillons, 36 x 6 mL, (Al)


6.2041.720

Rack d'échantillons pour 874 Oven Sample Processor pour 36 récipients d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2419.000	Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces
	Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces



6.1448.050

Fermeture septum en aluminium / 1000 pièces

Avec fermeture en Al.

