



Rack d'échantillons, 100 x 75 mL, (PVC)

6.2041.800

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 100 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1458.070	Tête de titrage / 2 x NS 14
	Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 75 mL. Avec 2 orifices NS 14 et 2 orifices 6,4 mm ainsi que 3 pointes de distribution intégrées. Adaptée à l'équipement de rinçage et d'aspiration



6.1459.400

Bécher d'échantillon en plastique (PE) 75 mL, 144 pièces

Bécher d'échantillon en plastique (polyéthylène, PE) 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et le rack d'échantillons OMNIS 6.02041.040, 144 pièces.



6.1432.210

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et 6.2041.900, 1 pc

