



Rack d'échantillons, 34 x 150 mL, (PVC)

6.2041.810

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 34 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : godets de 150 mL (forme haute).

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1458.010	Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9 Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



6.1458.040

Tête de titrage / 3 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.

