



Rack d'échantillons, 28 x 250 mL, (PVC)

6.2041.820

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler « Basic » pour 28 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1432.320	Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, 1 pc
	Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



6.1453.220

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 200 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



6.1453.250

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



6.1458.010

Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9

Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



6.1458.040

Tête de titrage / 3 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.



6.1462.060 Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head,
pivote vers la gauche

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.070 Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head,
pivote vers la droite

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.160 Bras pivotant avec support pour tête de titrage avec détecteur de bécher
pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche

Support de tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing
Head



6.1462.170 Bras pivotant avec support pour tête de titrage avec détecteur de bécher
pour 786 Swing Head, pivote vers la droite

Support de tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing
Head

