



Rack d'échantillons, 28 x 200 mL, (PVC)

6.2041.830

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 28 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.310.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1458.010	Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9 Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



6.1458.040

Tête de titrage / 3 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.



6.1459.310

Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (PP) 200 mL,
1 000 pièces

Bécher d'échantillon à usage unique en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté au rack d'échantillons OMNIS 6.02041.020, aux racks d'échantillons 6.2041.370 et 6.2041.830, 1 000 pièces.



6.1462.060

Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head,
pivote vers la gauche

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.070

Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head,
pivote vers la droite

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head

