



Rack d'échantillons, 59 x 120 mL, (PP)

6.2041.850

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 59 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1458.010	Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9 Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



6.1458.020

Tête de titrage / 4 raccords M10

Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.



6.1458.040

Tête de titrage / 3 x NS 14

Tête de titrage pour récipients d'échantillon de 120 mL. Avec 3 orifices NS 14 et 4 orifices de 6,4 mm, ainsi que 2 pointes de distribution inclus. Adapté à un équipement de rinçage et d'aspiration.



6.1459.300

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 250 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc



6.1462.050

Bras pivotant avec tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche ou vers la droite

Tête de titrage pour Swing Head



6.1462.060 Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head,
pivote vers la gauche

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.070 Bras pivotant avec support pour tête de titrage pour 786 Swing Head,
pivote vers la droite

Support de tête de titrage pour 786 Swing Head



6.1462.150 Bras pivotant avec tête de titrage et capteur de bécher pour 786 Swing
Head, pivotant vers la gauche ou la droite

Tête de titrage avec capteur de bécher pour 786 Swing Head, 2 x M10, 1
x SGJ 14.5, 2 x pointe de burette



6.1462.160 Bras pivotant avec support pour tête de titrage avec détecteur de bécher
pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche

Support de tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing
Head



6.1462.170

Bras pivotant avec support pour tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing Head, pivote vers la droite

Support de tête de titrage avec détecteur de bécher pour 786 Swing Head



6.2711.070

Bac collecte goutte pour 789/815/855

Bac collecte goutte pour 789, 815, 855 Robotic Sample Processors XL



6.1459.307

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 1 pc

