



Support de rack d'échantillons 54 x 75 mL pour bain-marie, (Al)

6.2041.900

Support de rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 54 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.1432.210, 6.1459.400.

Matériau : Aluminium (Al)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1432.210	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 1 pc
	Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et 6.2041.900, 1 pc



6.1462.050 Bras pivotant avec tête de titrage pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche ou vers la droite

Tête de titrage pour Swing Head



6.1462.150 Bras pivotant avec tête de titrage et capteur de b cher pour 786 Swing Head, pivotant vers la gauche ou la droite

T te de titrage avec capteur de b cher pour 786 Swing Head, 2 x M10, 1 x SGJ 14.5, 2 x pointe de burette



6.1459.400 B cher d' chantillon en plastique (PE) 75 mL, 144 pi ces

B cher d' chantillon en plastique (poly thyl ne, PE) 75 mL, adapt  aux racks d' chantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et le rack d' chantillons OMNIS 6.02041.040, 144 pi ces.



6.2840.000 Bain-marie pour passeurs robots et Robotic Titrosampler

Bain-marie pour passeurs robots



6.2711.070

Bac recueille goutte pour 789/815/855

Bac recueille goutte pour 789, 815, 855 Robotic Sample Processors XL

