



# Pièce pour rack d'échantillons 30 x 11 mL pour Soliprep

6.2067.000

Pièce pour rack d'échantillons 30 x 11 mL (6.2743.050)

## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                   |
|------------|-------------------------------|
| 6.2743.050 | Récipient d'échantillon 11 mL |

2 000 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

