




Rack d'échantillons, 20 x 120 mL, (PP)

6.2068.010

Rack d'échantillons pour 864 Balance Sample Processor pour 20 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300.

Plastique : polypropylène (PP)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1459.300	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 250 pc
	Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc



6.1562.240

Pointes de pipettage 1 à 10 mL (200 pièces)

Pointes Eppendorf pour une utilisation dans le 864 Robotic Balance
Sample Processor



6.2067.100

Plateau de pesage du rack d'échantillons 6.2068.010

Le plateau de pesage est prévu pour le bécher en PP 120 mL
(6.1459.300) et se met en place sur le rack d'échantillons du 864 Balance
Sample Processor.

