



Rack d'échantillons, 10 x 250 mL, (PVC)

6.2068.030

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Soliprep pour 10 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1432.320	Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, 1 pc
	Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



6.2067.000 Pièce pour rack d'échantillons 30 x 11 mL pour Soliprep
Pièce pour rack d'échantillons 30 x 11 mL (6.2743.050)




6.2067.020 Insert for 12x30 mm syringe filters for Soliprep Sample rack
Support pour 12 filtres jetables 30 mm pour portoir d'échantillons
(raccord Luer)



6.2067.030 Pièce pour rack d'échantillons de 30 flacons de 11,6 mL pour Soliprep
Pièce pour rack d'échantillons pour 30 flacons de 11,6 mL. La partie supérieure pour la fixation des flacons utilisés est déjà pré-montée sur le rack d'échantillons du Soliprep (6.2068.030).



6.2067.040 Support pour 30x aiguilles d'injection pour portoir d'échantillons Soliprep
Support de portoir d'échantillons pour 30x aiguilles d'injection (raccord Luer)



6.1432.323

Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en verre brun 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



6.1453.220

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 200 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



6.1453.250

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc

