



Bloc d'alimentation pour 949 pH Meter

6.2166.200

Alimentation de table 100-240 V, 50-60 Hz, 5 V CC, pour 949 pH Meter

Niveau de rendement VI

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

Découvrez le 949 pH-mètre de paillasse - votre appareil de mesure du pH compact pour des mesures rapides et fiables en laboratoire.

- Appareil de mesure du pH compact avec écran couleur
- Mesures précises de pH, mV et ORP avec affichage de la température intégré
- Calibrage simple avec tampons Metrohm, USA et NIST jusqu'à 3 points ou par calibrage en 2 points avec tampons personnels
- Affichage structuré clair des valeurs calibrées par des symboles pour une lecture simplifiée.
- 3 critères de stabilité pour la reconnaissance des valeurs mesurées et des résultats fiables
- Conformité BPL des valeurs mesurées avec date et heure intégrées
- Vue d'ensemble des données de calibrage avec fonction de contrôle
- Le connecteur RS232 permet de raccorder une imprimante.



Le package comporte le 949 pH Meter, le support d'électrode et le bloc d'alimentation pour une utilisation immédiate en laboratoire.
