



# Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

6.2307.230

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL

## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6.2307.200 | Solution tampon pH 4.00 (30 x 30 mL)                            |
|            | Solution tampon pH 4.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolore |



6.2307.210      Solution tampon pH 7.00 (30 x 30 mL)  
Solution tampon pH 7.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolore



---

6.2307.220      Solution de tampon pH 9,00 (30 x 30 mL)  
Solution de tampon pH 9,00 (25 °C) en sachet à usage unique, incolore



---

6.2307.100      Solution tampon pH 4 (500 mL)  
Solution tampon prête à l'emploi pH = 4 (25 °C), colorée, avec fermeture scellée



---

6.2307.110      Solution tampon pH 7 (500 mL)  
Solution tampon prête à l'emploi pH = 7 (25 °C), colorée, avec fermeture scellée



6.2307.120

Solution tampon pH 9 (500 mL)

Solution tampon prête à l'emploi pH = 9 (25 °C), incolore, avec fermeture scellée



---

6.2325.000

Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation

