



Kit pH

6.2325.000

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation

Contenu de la livraison 6.2325.000

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2615.050	Support d'électrodes Support d'électrodes pour jusqu'à 11 électrodes et 3 flacons pour tampons 6.1620.000.	
6.2307.230	Solutions tampons pH 4 / 7 / 9 Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL	
6.2307.200	Solution tampon pH 4.00 (30 x 30 mL) Solution tampon pH 4.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolore	
6.2307.210	Solution tampon pH 7.00 (30 x 30 mL) Solution tampon pH 7.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolore	

6.2307.220

Solution de tampon pH 9,00 (30 x 30 mL)

Solution de tampon pH 9,00 (25 °C) en sachet à usage unique, incolore



6.2307.100

Solution tampon pH 4 (500 mL)

Solution tampon prête à l'emploi pH = 4 (25 °C), colorée, avec fermeture scellée



6.2307.110

Solution tampon pH 7 (500 mL)

Solution tampon prête à l'emploi pH = 7 (25 °C), colorée, avec fermeture scellée



6.2307.120

Solution tampon pH 9 (500 mL)

Solution tampon prête à l'emploi pH = 9 (25 °C), incolore, avec fermeture scellée

