



Bac recueille goutte pour 789/815/855

6.2711.070

Bac recueille goutte pour 789, 815, 855 Robotic Sample Processors XL

Contenu de la livraison 6.2711.070

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1801.130	Tuyau PVC 8 mm / 12 mm, 2 m



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2058.030	Rallongement du tête de titrage 10 mm pour Sample Processors Rallongement du tête de titrage pour l'utilisation d'un portoir bain-marie.

