



Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,45 µm, 50 pcs

6.2714.050

Dimensions nominale des pores : 0,45 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour filtration inline.

Accessoires optionnels


Order no.	Description
6.02729.110	Cellule d'ultrafiltration 2

Destinée à l'ultrafiltration inline d'échantillons en combinaison avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus. Utilisée comme alternative à la filtration manuelle sophistiquée avec filtre pour seringues.



6.05330.010 Équipement CI : ultrafiltration inline 2 - mode traction


Jeu d'accessoires pour l'ultrafiltration inline 2 - mode traction. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.



6.05330.110 Équipement CI : ultrafiltration inline 2 - mode poussée

Jeu d'accessoires pour l'ultrafiltration inline 2 - mode poussée. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plus.

Set recommandé pour la combinaison avec dilution inline (MIDT).



6.05330.210 Équipement CI : ultrafiltration inline 2 - MiPT

Jeu d'accessoires en combinaison avec l'ultrafiltration inline 2 et MiPT. À utiliser avec 858 Professional Sample Processor.



6.2831.010 Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage

