



Cellule de dialyse

6.2729.100

Y compris 4 bouchons borgnes 6.2744.060. Pour dialyse inline

Contenu de la livraison 6.2729.100

Qt.	Order no.	Description
4 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2744.000	Vis de pression PVDF Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)

