



Cellule de dialyse Low Volume

6.2729.200

Avec 4 bouchons 6.2744.060. Pour une dialyse inline rapide.

Contenu de la livraison 6.2729.200

Qt.	Order no.	Description
4 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2714.010	Membrane de dialyse (acétate de cellulose) Dimension nominale des pores: 0.2 µm. Jeu de 50 pièces. Pour Dialysis Unit	
6.2714.030	Membrane de dialyse (polyamide) Pour dialyse In-Line et filtrage	
6.2744.000	Vis de pression PVDF Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)	