



Bouchon à septum d'injection

6.2730.020

Avec joint torique E.301.0041. Pour membrane d'injection 6.1448.010 et couvercle du récipient de titrage 6.1414.030. Pour des titrages KF.

Contenu de la livraison 6.2730.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2730.010	Manchon à vis
En PP. Pour membrane d'injection 6.1448.010 ou pour la fixation du tube sécheur 6.1403.040 ou de l'électrode 6.0338.100 dans les couvercles du récipient de titrage KF 6.1414.030 et 6.1414.040. Pour les titrages KF.		



1 STK

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pièces

Lot de 5 pièces.

