



Réceptier d'échantillon 11 mL

6.2743.057

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les réceptiers d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les réceptiers d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2743.070	Bouchon perforé
	2000 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI

Two views of a perforated cap: a top-down view showing a circular cap with a central grid of small holes, and a side view showing the cap's profile and the internal structure.

6.2743.077

Bouchon perforé

200 pièces. Pour Processeurs d'échantillons CI



6.2743.040

Flacon PP, 2,5 mL, 2 000 pièces

2,5 mL. 2 000 pièces. Pour les IC Sample Processors.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



6.2743.047

Flacon PP, 2,5 mL, 200 pièces

2,5 mL. 200 pièces. Pour les IC Sample Processors.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

