



# Kit de polissage pour la pointe de l'électrode Ultra Trace

6.2802.020

Kit de polissage pour renouveler la pointe de l'électrode Ultra Trace Electrode 6.1204.180

Contenu de la livraison 6.2802.020

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                                                                                           |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.2802.030 | Bande de polissage du kit de polissage pour l'électrode Ultra Trace                                                                                   |
|       |            | Bande de polissage du kit de polissage pour l'électrode Ultra Trace. Grandeur des particules 12 µm. Utilisé dans le cylindre de polissage. Jeu de 50. |

