



Bain-marie pour passeurs robots et Robotic Titrosampler

6.2840.000

Bain-marie pour passeurs robots

Contenu de la livraison 6.2840.000

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1801.130	Tuyau PVC 8 mm / 12 mm, 2 m



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2041.900	Support de rack d'échantillons 54 x 75 mL pour bain-marie, (Al) Support de rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 54 béchers d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.1432.210, 6.1459.400. Matériau : Aluminium (Al)	
6.2058.030	Rallongement du tête de titrage 10 mm pour Sample Processors Rallongement du tête de titrage pour l'utilisation d'un portoir bain-marie.	