




Plaque de réacteur complète pour Professional Reactor

6.2845.100

Plaque de réacteur intelligente avec réacteur pour applications PCR.

Contenu de la livraison 6.2845.100

Qt.	Order no.	Description
3 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2057.240	Support de réacteur 62845xxx
	Support de fixation d'un réacteur dans le thermostat de colonne.

