




Plaque de réacteur HT complète pour Professional Reactor

6.2845.110

Plaque de réacteur avec réacteur pour applications PCR à hautes températures (> 120 °C). Avec capillaire de réacteur en PEEK.

Contenu de la livraison 6.2845.110

Qt.	Order no.	Description
3 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2057.240	Support de réacteur 62845xxx
	Support de fixation d'un réacteur dans le thermostat de colonne.

