



Unité interchangeable 10 mL

6.3026.210


Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

Contenu de la livraison 6.3026.210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1543.060	Pointe / Filetage M6
Pointe avec filetage M6. Forme, en combinaison avec le capillaire 6.1805.160 et le bouchon à bille 6.1446.030, la pointe de burette complète 6.1537.010.		



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1563.040	Manteau thermostatique pour 806 Exchange Units Pour unités interchangeables 6.3026.XXX	
6.1576.210	Châssis de l'unité interchangeable / 10 mL	
6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45	
6.1608.040	Flacon PE 1000 mL, GL 45 Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.	