



Unité interchangeable 20 mL

6.3026.220

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

Contenu de la livraison 6.3026.220

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1543.060	Pointe / Filetage M6
Pointe avec filetage M6. Forme, en combinaison avec le capillaire 6.1805.160 et le bouchon à bille 6.1446.030, la pointe de burette complète 6.1537.010.		



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1563.040	Manteau thermostatique pour 806 Exchange Units Pour unités interchangeables 6.3026.XXX	
6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45	
6.1608.040	Flacon PE 1000 mL, GL 45 Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.	
6.1576.220	Châssis de l'unité interchangeable / 20 mL	