



Unité interchangeable 50 mL

6.3026.250


Unité interchangeable avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

Contenu de la livraison 6.3026.250

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1543.060	Pointe / Filetage M6
Pointe avec filetage M6. Forme, en combinaison avec le capillaire 6.1805.160 et le bouchon à bille 6.1446.030, la pointe de burette complète 6.1537.010.		



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1563.040	Manteau thermostatique pour 806 Exchange Units Pour unités interchangeables 6.3026.XXX	
6.1576.250	Châssis de l'unité interchangeable / 50 mL	
6.1608.030	Flacon rond 1000 mL, GL 45	
6.1608.040	Flacon PE 1000 mL, GL 45 Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.	