



Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0

6.4001.410

Colonne de séparation pour la détermination des acides aminés au moyen de la détection UV/VIS après PCR à la ninhydrine à 120 °C. La Metrosep Amino Acids 1 - 100/4,0 est la colonne de séparation standard des aminoacides. Cette colonne est basée sur un matériau de polystyrène-divinylbenzène sulfoné. La détermination des acides aminés s'effectue au moyen de la détection photométrique après dérivatisation post-colonne avec de la ninhydrine.

La Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0 permet une séparation d'un maximum de 44 acides aminés dont tous les acides aminés survenant naturellement dans la recherche et la pratique.

Contenu de la livraison 6.4001.410

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3,5	
	La Metrosep RP 2 Guard/3,5 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège efficacement la colonne analytique de séparation des contaminations. Les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La Metrosep RP 2 Guard/3,5 permet de faire des économies, étant donné que le disque à filtre se change en quelques gestes.	
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4,0	
	La Metrosep RP 3 Guard HC/4,0 est une précolonne d'utilisation universelle, qui protège de manière efficace la colonne analytique de séparation des contaminations. Les contaminations organiques lipophiles, les très fines particules, les traces d'oxyde de fer ou les bactéries sont parfaitement éliminées. La précolonne se compose d'un matériau polymère et, grâce à son grand volume, elle offre une capacité beaucoup plus grande que la Metrosep RP 2 Guard/3,5. Elle peut s'utiliser sur toute la gamme de pH.	
6.1011.130	RP 2 Guard/3.5 Replacement Filters, 10 pieces	