



Équipement pour l'ajustage de l'Eluent Synthesizer 845

6.5329.000

Ajustement du pH Eluent Synthesizer. Comporte électrode pH et autres accessoires supplémentaires.

Contenu de la livraison 6.5329.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.000	Bouchon à RN / B-14/(15)






Couvercle pour connecter jusqu'à 4 tuyaux avec raccords M6. Pour la bouteille d'éluant de l'Eluent synthesizer.



Connexion de la bouteille d'éluant de l'Eluent Synthesizer - Titrimo



Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.



1 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



1 STK

6.3026.210

Unité interchangeable 10 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

