



Équipement CI : dialyse inline

6.5330.100

Jeu d'accessoires pour la dialyse inline. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor et une pompe péristaltique à 2 canaux supplémentaire.

Contenu de la livraison 6.5330.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1602.150	Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16", pour les solutions auxiliaires MSM et pour la préparation des échantillons inline de Metrohm.





8 STK

6.1803.040

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique.



2 STK

6.1826.320

Tuyau de pompe LFL (orange/jaune), 3 taquets

Pour solutions du supprimeur et pour la solution acceptatrice en cas de dialyse inline et d'ultrafiltration inline.



2 STK

6.1826.340

Tuyau de pompe LFL (noir/noir), 3 fixations

Pour la dialyse «inline».



1 STK

6.1831.050

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 STK

6.1831.160

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm




1 STK

6.2057.130

Support pour cellule de dialyse

Support pour cellule de dialyse



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2714.010

Membrane de dialyse (acétate de cellulose)

Dimension nominale des pores: 0.2 μm . Jeu de 50 pièces. Pour Dialysis Unit



1 STK

6.2729.100

Cellule de dialyse

Y compris 4 bouchons borgnes 6.2744.060. Pour dialyse inline



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)



2 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




4 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



1 STK

6.2755.000

Cassette de tuyau

Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2714.030	Membrane de dialyse (polyamide) Pour dialyse In-Line et filtrage	
