



Équipement CI: dialyse inline Low Volume

6.5330.200

Jeu d'accessoires pour la dialyse inline rapide. À utiliser avec le 858 Professional Sample Processor et une pompe péristaltique à 2 canaux supplémentaire.

Contenu de la livraison 6.5330.200

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.2744.070	Vis de pression courte
		Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



1 STK

6.1831.160

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm



2 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




4 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.1602.150

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 - 3 x
UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16", pour les solutions auxiliaires MSM
et pour la préparation des échantillons inline de Metrohm.



8 STK

6.1803.040

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie
ionique.



2 STK

6.1826.340

Tuyau de pompe LFL (noir/noir), 3 fixations

Pour la dialyse «inline».



1 STK

6.2755.000

Cassette de tuyau

Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI



1 STK

6.1831.120

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 45 cm



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)



2 STK

6.1826.320

Tuyau de pompe LFL (orange/jaune), 3 taquets

Pour solutions du supprimeur et pour la solution acceptatrice en cas de dialyse inline et d'ultrafiltration inline.



1 STK

6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage




1 STK

6.2057.130

Support pour cellule de dialyse

Support pour cellule de dialyse



1 STK

6.2714.010

Membrane de dialyse (acétate de cellulose)

Dimension nominale des pores: 0.2 μ m. Jeu de 50 pièces. Pour Dialysis Unit



1 STK

6.2729.200

Cellule de dialyse Low Volume

Avec 4 bouchons 6.2744.060. Pour une dialyse inline rapide.

