



Kit IQ/OQ pour CI

6.5333.000

Le kit IQ/OQ pour la CI contient toutes les pièces et solutions standard, nécessaires à IQ/OQ en chromatographie ionique.

Contenu de la livraison 6.5333.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1803.050	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 20 cm
		Capillaire pour dialyse inline et filtration, pour Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



1 STK

6.1831.170

Capillaire QO

Capillaire en PEEK pour tests QO sur les appareils Professional IC



1 STK

6.2322.030

Solutions standard pour QO de CI

Fait partie du kit QI/QO pour CI (6.5333.000). Elles ne peuvent pas être commandées séparément.



1 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



1 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK

