




Équipement CI : Waste Collector

6.5336.000

Waste Collector pour jusqu'à cinq capillaires « Waste »

Contenu de la livraison 6.5336.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.01816.010	Tuyau silicone, 8/12 mm, 2 m
		Tuyau d'écoulement



1 STK

6.1602.210

Insert 5 x UNF 10/32 pour « Waste Collector »

Insert pour passage et support de maximum 5 capillaires pour déchets.



1 STK

6.2057.220

Support pour le Waste Collector

Support de fixation du Waste collector sur l'appareil CI.



1 STK

6.2765.000

Récipient avec sortie GL 45 pour le Waste Collector

Récipient avec sortie GL 45 pour le Waste Collector.

