



Équipement CI cellule Wall-Jet : cyanure (Ag, Pd)

6.5337.020

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique du cyanure avec une électrode de travail en argent et une électrode de référence en Pd.

Contenu de la livraison 6.5337.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1257.240	Électrode de travail en Ag Électrode de travail en argent spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



1 STK

6.1257.740

Électrode de référence en Pd pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en palladium spéciale détection ampérométrique



1 STK

6.1257.810

Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet.

Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



1 STK

6.1257.830

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants Cl.



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2802.000

Jeu de polissage pour électrodes solides

Set de polissage comprenant 1 tissu de polissage et environ 2 g de poudre d'oxyde d'aluminium (taille de grain 0.3 µm)

