



Banc de mesure (SPE) de rechange pour le 946 Portable VA Analyzer

6.5340.020

Banc de mesure pour électrodes à film épais (*Screen-Printed Electrodes, SPE*), comprenant une plaque de base, une bague transparente et une tête de mesure.


Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.01204.000	Pointe d'agitateur
	Pointe d'agitateur pour 946 Portable VA Analyzer



6.01408.000 Joint torique 46 x 2,5 mm

Pour le banc de mesure du 946 Portable VA Analyzer. Jeu de 2 pièces.



6.1241.200 Écrou pour tige d'électrode SPE

Écrou pour tige d'électrode SPE 6.1241.090 et tête de mesure (SPE) 6.01256.020.



6.1241.210 Rondelle d'appui pour tige d'électrode SPE

Rondelle d'appui en PTFE pour tige d'électrode SPE 6.1241.090 et tête de mesure (SPE) 6.01256.020.



6.1244.060 Joint en silicone pour tige d'électrode SPE (10 unités)

Joint en silicone pour tige d'électrode SPE 6.1241.090 et tête de mesure (SPE) 6.01256.020, 10 unités.



6.02621.000

Clé à fourche de 4 mm

