



Équipement pour la détermination de la correction de température pour les Rancimat et les thermostats PVC.

6.5616.100

Set permettant un ajustement exact de la température

Contenu de la livraison 6.5616.100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1111.010	Capteur de température Pt100 pour appareils de mesure de la stabilité (17.5 cm)
		Capteur de température Pt1000 (longueur 17,5 cm) avec câble fixe et fiche mini-DIN. Ce capteur de température sans verre est adapté à une utilisation avec le 711 Liquino et les appareils de mesure de la stabilité (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat ou 895 Professional PVC Thermomat).



2 STK

6.2042.040

Pince pour capteur de température

Pince de maintien pour capteur de température Pt100 des appareils de mesure de la stabilité



1 STK

6.2326.000

Huile de silicone pour appareils de mesure de la stabilité (50 mL)

Huile de silicone pour déterminer le coefficient de température Delta T des instruments de stabilité.



1 STK

6.2418.000

Tube à air pour mesures d'huile

Lot de 12 pièces. En combinaison avec 6.1429.040.

