



Équipement pour la détermination de la correction de température pour les Biodiesel Rancimat.

6.5616.110

Set permettant un ajustement exact de la température

Contenu de la livraison 6.5616.110

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1111.020	Capteur de température Pt100 pour appareils de mesure de la stabilité (30 cm)

Capteur de température Pt100 (longueur 30 cm) avec câble fixe et fiche mini-DIN. Ce capteur de température sans verre est adapté à une utilisation avec des appareils de mesure de la stabilité (873 Biodiesel Rancimat et 893 Professional Biodiesel Rancimat).



2 STK

6.2042.040

Pince pour capteur de température

Pince de maintien pour capteur de température Pt100 des appareils de mesure de la stabilité



1 STK

6.2326.000

Huile de silicone pour appareils de mesure de la stabilité (50 mL)

Huile de silicone pour déterminer le coefficient de température Delta T des instruments de stabilité.

