



Équipement de transfert 0,5 à 2 mL pour 789 /815

6.5619.000

Équipement complet de transfert de solutions de 0,5 à 2,0 mL sur le Robotic Sample Processor.

Contenu de la livraison 6.5619.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1446.180	Bouchons pour jeu de transfert
		Bouchon pour le titrage et titrage volumétrique KF dans un vase de titrage externe



1 STK

6.1448.000

Bouchon à septum d'injection B-14/15



2 STK

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pièces

Lot de 5 pièces.



1 STK

6.1462.090

Bras pivotant avec adaptateur Luer-lock pour 786
Swing Head, pivote vers la droite

Bras pivotant pour 'liquid handling'



1 STK

6.1464.320

Vase de titrage KF 80-250 mL / coulométrie




1 STK 6.1562.110 Tuyau de pipetage / 2 mL
Tuyau de pipetage pour le transfert de solutions



1 STK 6.1608.090 Flacon / 250 mL / GL 45



1 STK 6.2001.100 Support de potence pour jeu de transfert
Support de potence pour jeu de transfert de liquides pour une utilisation
avec les Robotic Sample Processors XL



1 STK 6.2013.010 Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2701.040

Fermeture à vis GL 18 avec orifice

En PBT. Avec orifice pour septum 6.1448.020. Pour la cellule sans diaphragme 6.5405.000 et les récipients de titrage 6.1464.32X et 6.1465.320.



1 STK

6.2751.120

Protection de sécurité de l'équipement de transfert pour 789/815

Protection de sécurité pour processeurs d'échantillons avec 786 Swing Head et équipement de transfert.



1 STK

6.2816.100

Aiguille de perçage avec désaération

Avec Luer-Lock, pour jeu de transfert 6.5619.000.



1 STK

6.2055.110

Porte-bouteilles ou support de Dosino pour 2 flacons ou 2 Dosino

Support de 2 bouteilles de 250 mL ou de 2 Dosino

