




Équipement pour une seconde pompe sur le 864 Robotic Balance Sample Processor

6.5622.000

Kit d'accessoires de raccordement d'une seconde 843 Pump Station avec poste de lavage externe sur le 864 Robotic Balance Sample Processor

Contenu de la livraison 6.5622.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1826.160	Tuyau de pompe Viton
		Pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.2141.300

Câble «remote» 843-814/815

Câble «remote» pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815



1 STK

6.2841.010

Station de rinçage externe pour bras pivotant avec tête de titrage 6.1458.040

La station de rinçage externe peut être installée à côté de la tour du Robotic Sample Processor, et permet le nettoyage externe de l'équipement de titrage pendant que d'autres opérations sont effectuées sur le rack.

