



Kit de recharge pour Lumitrode O2

6.5623.000

Kit de recharge pour Lumitrode O₂. Le kit comprend un capuchon O₂ homologué de recharge, un récipient de calibrage et 5 étalons oxygène de 30 mL à 0 %.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
-----------	-------------

Le capteur optique pour la mesure de l'oxygène dissous (DO) peut être utilisé avec un appareil de mesure 913 pH/DO Meter ou un conductimètre 914 pH/DO. Le principe de mesure de ce capteur se base sur l'extinction de la luminescence. C'est un capteur peu encombrant, qui ne nécessite aucune maintenance et qui est, par exemple, adapté à la mesure de l'oxygène dissous dans :

- le contrôle de la qualité de l'eau
- le secteur de l'assainissement des eaux usées
- la fabrication de boissons
- la pisciculture

Le capteur est livré avec un récipient de calibrage.

Le capuchon de mesure (capuchon O₂), qui contient le luminophore sensible à l'oxygène, se remplace facilement en cas de besoin.

