



Consumable Kit CVS

6.5703.020

Ensemble comprenant les principaux consommables pour les applications CVS avec des appareils Professional CVS.

Contenu de la livraison 6.5703.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.0728.130	Électrode de référence LL-Ag/AgCl pour CVS

Système de référence interne avec électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, pour une utilisation avec un tube à électrolyte en plastique 6.1245.010.



1 STK

6.1204.610

Pointe d'électrode en platine de 2 mm pour CVS

Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode 2 mm $\pm 0,05$ mm, surface polie, tige en verre, raccord fileté M3. Erreur de concentricité : 0,3 mm. Gamme de température : 0 à 50 °C.




1 STK

6.1244.050

Courroies d'entraînement pour électrodes à disque tournantes

Pour appareils Professional VA/CVS (3 pièces)



1 STK

6.1824.000

Pointe de distribution micro quadruple

Avec 4 filetages M6. Pour postes de mesure VA.

