



Consumable Kit Rancimat

6.5706.020

Ensemble comprenant les principaux consommables pour le Rancimat.

Contenu de la livraison 6.5706.020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1428.107	Bécher de mesure en polystyrène pour les mesures de stabilité

Bécher de mesure de conductivité en polystyrène pour les appareils de mesure de la stabilité. Set de 50 pièces.



1 STK

6.1429.040

Récepteur de réaction pour mesures de stabilité

Récepteur de réaction pour mesures de stabilité avec 743 Rancimat et 763 PVC Thermomat. Paquet de 117 pièces.




2 STK

6.1454.040

Joint torique

Joint torique pour tube à air pour mesures de stabilité. Lot de 8 pièces.



8 STK

6.1816.010

Tuyau en silicone / 0.22 m

Tuyau de connexion pour appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.2418.100

Tube à air pour mesures d'huile

Lot de 117 pièces. En combinaison avec 6.1429.040.



2 STK

6.2724.010

Filtre anti-poussière

Filtre anti-poussière pour Rancimats et fours Karl Fischer.



1 STK

6.2753.107

Couvercle de récipient de réaction pour mesures de stabilité

Pour récipient de réaction 6.1429.040 ou 6.1429.050. Lot de 100 pièces.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2811.000	Tamis moléculaire Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.	
6.2811.010	Tamis moléculaire (US) Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer. Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).	