




# Kit pour échantillons liquides pour MMS 5000, 112 positions

6.7303.000

Kit pour échantillons liquides MMS 5000 avec rack de récipients d'échantillon, seringue de 100 µL à aiguille interchangeable et 100 flacons à fermeture par encliquettement.

## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.7303.300 | Réservoir de solvant CIC Liquid Sampler                                                                         |
|            | Réservoir pour le rinçage de l'aiguille d'échantillonnage sur l'Autosampler MMS 5000 avec le kit pour liquides. |

