



NIRS DS2500 Récipient d'échantillon, grand, 5 unités

6.7402.060

Ensemble de cinq grands récipients d'échantillons pour la mesure spectrale par réflexion des poudres et granulés avec le NIRS DS2500 Analyzer.

Contenu de la livraison 6.7402.060

Qt.	Order no.	Description
5 STK	6.7402.050	DS2500 Récipient d'échantillon, grand

Grand récipient d'échantillon pour l'enregistrement de spectre par réflexion de poudres et de granulés en différents points de l'échantillon avec le NIRS DS2500 Analyzer.

