



Tête de titrage pour CSB

6.9914.137

Tête de titrage conçue pour le système CSB (MATi 12). La tête de titrage propose 3 tuyaux rentrés avec vanne antidiffusion et un tuyau pour l'aspiration de la solution une fois titrée. L'électrode peut être fixée dans un raccord M10. Il y a en outre trois orifices pour les tuyaux d'atomisation.

Contenu de la livraison 6.9914.137

Qt.	Order no.	Description
4 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



3 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

