




Tête de titrage avec pointes de burette renforcées

6.9914.139

Tête de titrage avec 3 pointes de burette renforcées, un raccord à vis M10 et un orifice prévu pour un agrégat (Polytron PT 1300 D).

Contenu de la livraison 6.9914.139

Qt.	Order no.	Description
3 STK	6.1808.000	Manchon couplage M6



3 STK

6.2726.090

Vanne anti-diffusion

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX,
6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200

