




Rack d'échantillons, 53 x 120 mL, (PP)

6.9920.141

Rack d'échantillons pour 815 Robotic USB Sample Processor XL ou 855 Robotic Titrosampler Basic pour 53 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polypropylène (PP)

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1459.300	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 250 pc
	Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc



6.1459.307

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 1 pc



6.2037.080

Support de film

Support de film pour bécher en PP 120 mL (6.1459.300)

