



Burette de débordement (100 mL) pour le Sample Processor

6.9958.007

Burette de débordement pour mesurer rapidement et de manière automatique un échantillon de 100 mL ainsi que pour le transfert d'échantillon dans un récipient de titrage externe.

Contenu de la livraison 6.9958.007

Qt.	Order no.	Description
2 STK	6.1808.050	Raccord olive / M8 1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



2 STK

6.1801.000

Tuyau PVC 4 mm / 7 mm, 1 m



1 STK

6.1819.040

Tuyau en FEP

Pour alésages filetés M8. Pour manteau thermostatique 6.1563.010 des Unités interchangeables 6.3011.XXX ... 6.3026.XXX.

